

ImplantBone®

Modelos Didácticos para prácticas implanto protéticas

Productos disponibles



Modelo M-310

Maxilar superior e inferior articulados, parcialmente desdentados, color hueso.

Este modelo tiene las siguientes características:

- 1) Estructura interior compuesta de esponjoso y cortical
- 2) Cavidades sinusales recubiertas con simil membrana Schneider:



- 3) Encías desmontables y reemplazables.
- 4) Conducto dentario inferior derecho, real y visible radiográficamente:



- 5) Pins metálicos para toma de registros maxilocraneales (arco facial).

El M-310 fue creado especialmente para prácticas implanto protéticas permitiendo la colocación de implantes únicos, múltiples, transigomáticos o pterigoideos. Este modelo, que cuenta con cavidades sinusales de distinto volumen recubiertas por membrana, permite la realización de elevaciones de piso del seno maxilar, por vía inferior o lateral:

ImplantBone®



Su diseño es ideal, además, para practicas de regeneración tisular, en zonas de colapso post-extracción, con colocación de membranas y microtornillos:



Desde el punto de vista protésico es posible la reposición de piezas únicas o múltiples con prótesis fijas y sobre dentaduras.

Modelo M-420

Maxilar inferior totalmente desdentado, sin estructura esponjosa, con conducto dentario inferior derecho real y radiográficamente visible:



El M-420 resulta ideal para prácticas de colocación de implantes con deslizamiento del nervio dentario inferior, mediciones y controles de aproximación:



Protésicamente esta preparado para la confección de sobre dentaduras con implantes colocados en Zonas I y II.

ImplantBone®

Modelo M-450

Maxilar inferior desdentado con estructura de esponjoso y cortical, sin conducto dentario:



El M-450 es irremplazable en prácticas de implantes, únicos o múltiples en Zona I y confección de sobre dentaduras. Es irrompible y súper económico.

ACCESORIOS

Artículo Nº 610

Tabletas planas para prácticas de incisiones colgajos y suturas:



Están fabricadas, con tres capas que imitan el hueso, el periostio y la mucosa:



Con sistema de adhesión a la mesa de trabajo, son ideales para prácticas de colgajos simples o divididos, supra o subperiósticos:

ImplantBone®



Estas tabletas también pueden ser utilizadas para la práctica de suturas simples o continuas:



Artículo Nº 710

Kit de repuesto de encías inferiores y superiores para Modelo M-310:



Artículo Nº 810

Soporte metálico para fijar el M-310 a la mesa de trabajo en cursos y work-shops:

